全自動イムノアッセイシステム 「ELLA」のご案内

全自動イムノアッセイシステム「ELLA」は、プロテインシンプル社が開発したユニークで スマートな測定機器です。研究用試薬で定評のある米国 R&D Systems 社の監修の下、同社 の豊富なELISAキットと相関性の良い専用試薬が準備されています。少量の検体を加える操 作だけで約1時間半後に精度良い結果が得られる簡便さから、医療施設にも急速に普及し、 症例研究などに多数利用されています。



ELLAの特徴 ① 少サンプル


1回あたりのアッセイに必要なサンプル量はわずか25 μ Lです。 検体はマイクロ流路を伝わり途中で4つに分岐します。各抗体の固相領域(GNR)を通過することにより3重(または2重)測定に供されます。分岐後の反応系は独立してい るため、マルチプレックスであっても交差反応がありません。



ELLAの特徴 ② 高感度・高精度・広範囲・ELISAとの相関性

試薬カートリッジは工場で感度、定量範囲が評価され、ロット毎に検量線が定義され

た状態で出荷されます。測定精度は良好です。 ELLAの試薬は米国 R&D Systems 社が監修しており、同社のELISA法とのデータの相 関性も良好です。



ELLAの特徴 ③ 多彩な組み合わせ

米国R&D Systems社のラインナップに合わせて開発されており、現在180項目以上より 任意の項目を選ぶことができます。

項目の組み合わせや納期については、別途、お問い合わせください。

Simple Plex/Human Analytes Menu はメーカーのHPでも最新情報が確認できます https://proteinsimple.jp/ella.html

https://www.bio-techne.com/reagents/simple-plex-immunoassays/assay-menu

検体の希釈倍率の違いなどにより、項目によっては組み合わせできないものもございます。 メーカーの製品構成が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。

定量範囲 (pg/mL) 相関性 主な項目 **ELLA** ELISA* R IL-1 β 0.21-840 3.9-250 0.9以上 IL-6 0.41-3850 3.1-300 0.9以上 31.2-2000 0.800-2470 IL-8 0.9以上 IL-10 0.46-5530 7.8-500 0.9以上 TNF-α 0.30-1160 15.6-1000 0.9以上 IFN-γ 1.16-6050 15.6-1000 0.9以上 **VEGF** 4.84-4490 15.6-1000 0.9以上 2.20-13810 15.6-1000 0.9以上 Leptin

■当社の測定実績項目: IL-18, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-18, GAS-6, IFN-γ, TNF-α, TGF-B1, HGF, NF-L, BDNF, LAG-3, HGF, VEGF, IP-10, MCP-1, Leptin

*R&D system社 ELISA Kit (メーカー資料より)

<項目組み合わせ例>

- ・血清 IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IFN-γ、TNF-α(6項目一括)
- ・血清 IL-1ra、IL-6、IL-8、IL-10、TNF-α、BDNF(6項目一括)
- ・血漿、血清 IL-18、IL-6、IL-8、TNF-α(4項目一括)
- ・血漿、血清 IFN-γ、VEGF、IL-10、IL-18 (4項目一括)

材料	提出量	保存方法	備考
ヒト血清、血漿、 培養上清 等	0.3 mL	凍結	測定項目によって異なります。 動物検体は受託しておりません。 詳細は弊社担当者までお問い合わせください。



●お問い合わせ/資料請求はこちらまで

臨床検査事業本部 https://www.medience.co.jp/clinical/

「東京 〒174-8555 東京都板橋区志村三丁目30番1号

tel. 03-5994-2111



