

多項目同時依頼の血漿量目安（出血凝固検査）

以下に掲げる「出血凝固検査」において多項目を同時にご依頼の場合は、 $[0.40 + (0.10 \times \text{依頼項目数})]$ mLを血漿量の目安としてご提出ください。

[07934] プロトロンビン時間(PT)	[03983] トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	[15072] C1-インアクチベーター活性
[00556] 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	[00574] アンチプラスミン活性(α_2 PI)	[01340] 第II因子活性(F2)
[00559] フィブリノーゲン(FIB)	[03642] α_2 プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC)	[01656] 第V因子活性(F5)
[00560] 血中FDP	[00577] PIVKA-II(凝固)	[01676] 第VII因子活性(F7)
[03982] D-ダイマー	[00075] 可溶性フィブリンモノマー(SF)	[00597] 第VII因子活性(F8)
[01186] プロテインC《抗原量》	[04198] 可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC)定量	[00598] 第IX因子活性(F9)
[01139] プロテインC《活性》	[01131] フォン・ウィルブランド因子定量(第VIII因子様抗原)	[01677] 第X因子活性(F10)
[04205] プロテインS《遊離型抗原量》	[04686] フォン・ウィルブランド因子活性	[01678] 第XI因子活性(F11)
[15074] プロテインS《活性》	[15028] HIT抗体	[01679] 第XII因子活性(F12)
[00573] プラスミノゲン活性(PLG)		[01680] 第XIII因子定量(F13)
[06857] トータルPAI-1(t-PAI-1)		
[00572] アンチトロンビン活性(AT)		